

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Φακό Επαφής
Σιλικόνης Υδρογέλης
Ημερήσιας Αντικατάστασης¹



Μόνο οι φακοί επαφής **Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY** - με δύο καινοτόμες τεχνολογίες, που συνεργάζονται με τη δακρυϊκή στιβάδα ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα - **βοηθούν στη διατήρηση της ομοιόστασης στην οφθαλμική επιφάνεια** και παρέχουν **16 ώρες άνεσης**.²

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα



Με τον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό



Υψηλό
Οξυγόνο



Χαμηλός
Δείκτης
Ελαστικότητας



Εύκολος
Χειρισμός



Προστασία
από την
Υπεριώδη
Ακτινοβολία
UV™




Οπτική
High
Definition



Universal
Fit


Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY

Ασύγκριτος - παρέχοντας **υψηλή αναπνευσιμότητα** και **υψηλή υγρασία**²




Ο Πιο Ολοκληρωμένος¹: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ


Ένας φακός επαφής υψηλών επιδόσεων, σχεδιασμένος για τη σύγχρονη, υπερδραστήρια ζωή



Bausch + Lomb
ULTRA® ONE DAY



Senofilcon A




Delefilcon A




Verofilcon A



Stenfilcon A



Somofilcon A



Φακός Επαφής ⁵	16 Ώρες Άνεσης	Περιεκτικότητα Νερού	Διατήρηση Υγρασίας ³	Ασφαιρική Οπτική	Προστασία UV	Dk/t (στο -3.00D)	Δείκτης Ελαστικότητας
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY	NAI	55%	96%	Ναι	Ναι	134	0.5
Senofilcon A	Όχι	38%	92%	Όχι	Ναι	121	0.85 ⁶
Delefilcon A	Όχι	33%	94%	Όχι	Όχι	156	0.7
Verofilcon A	Όχι	51%	95%	Όχι	Ναι	100	0.6
Stenfilcon A	Όχι	54%	95%	Ναι	Ναι	100	0.4
Somofilcon A	Όχι	56%	92%	Ναι	Ναι	86	0.5

+ UV-absorbing contact lenses are NOT substitutes for protective UV-absorbing eyewear such as UV-absorbing goggles or sunglasses because they DO NOT completely cover the eye and surrounding area. You should continue to use UV-absorbing eyewear as directed. * From Bausch + Lomb measured value.

1. Only Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY contact lenses offer a complete moisture + comfort system with Advanced MoistureSeal® and ComfortFeel Technologies plus a complete design of high Dk/t, low modulus, UV blocking and High Definition Optics. Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY contact lenses deliver health through its complete system working together to support a healthy ocular environment, the inclusion of eye health ingredients which are retained over 16 hours and the high allowance of oxygen permeability (Dk/t=134). 2. Rah M. Ocular surface homeostasis and contact lens design. February 2021. 3. Schafer, J. Steffen, R. Reindel, W. A clinical assessment of dehydration resistance for a novel silicone hydrogel lens and six silicone hydrogel daily disposable lenses. Poster presented at AAO, October 2020. 4. U.S. Food & Drug Administration 510(k) Summary K200528; Bausch + Lomb (kafilcon A) Soft (hydrophilic) Contact Lens. May 2020. 5. <https://www.jnvisionpro.com/oasys-max> <https://www.mylcon.com/professional/contact-lenses/daily/precision/1/> <https://www.mylcon.com/professional/contact-lenses/daily/dailies-total/1/> <https://coopervision.com/hk/practitioner/our-products/myday-family/myday> <https://coopervision.com/practitioner/our-products/clariti-1-day-family/clariti-1-day> 6. Comparison of the tensile modulus of Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe (senofilcon A) and Acuvue Oasys MAX 1-Day (senofilcon A) contact lenses.

Contact lenses are medical devices. Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY and MoistureSeal® are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates. All other product/brand names and/or logos are trademarks of their respective owners. ©2024 Bausch & Lomb Incorporated.



Live the ULTRA Life.

BAUSCH + LOMB